

BeneView T1

Solución de monitorización portátil

Los materiales y la información de este folleto se distribuyen internacionalmente, pero es posible que no todos los productos y servicios mencionados en este folleto estén disponibles en su país o región. Póngase en contacto con la oficina o los distribuidores locales para confirmar la disponibilidad de los productos o servicios correspondientes.

Mindray Medical Netherlands B.V.
Drs.W.van Royenstraat 8, P.O. Box 26 3870 CA Hoevelaken,
Países Bajos
Tel.: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.
Via Girardo Patecchio, 4 20141 Milán, Italia
Tel.: (39-02) 57-402-444
Fax: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.
Avenida Manóteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid
Tel.: (34-91) 392 3754
Fax: (34-91) 392 3756

Mindray Medical Germany GmbH
Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Alemania
Tel.: (49) 6251-17524-0
Fax: (49) 6251-17524-20

Mindray (UK) Limited
3 Percy Road, St Johns Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6SZ
Reino Unido
Tel.: (44) 1480 416 840
Fax: (44) 1480 436 588

Mindray Medical France SARL
Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, Francia
Tel.: (33-1) 4513-9145
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Rus Co.Ltd
2 Zvenigorodskaya, 13, bld 41, 123022 Moscú, Rusia
Tel.: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039
Nº gratuito: 8-800-333-5323

Mindray Medical Colombia S.A.S
Room No.702, Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogotá, Colombia
Tel.: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil – Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP, CEP 05012-020, Brasil
Tel.: (55 11) 3124-8026

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.
Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur
Delegación Benito Juárez 03900 México, D. F.
Tel.: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (52) 55 56 62 65 97

PT.Mindray Medical Indonesia
Menara Dea 1, Suite 301, Kav E4 No.3/1, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Phone : +6221 5762650
Fax:+ 6221 5762655


Mindray Medical Egypt
Ground Floor, 11 El Imam Metwally El Sharawi Street,
Sheraton Heliopolis - El Nozha, El Cairo, Egipto
Tel.: +2 02 22691047
Fax: +2 02 22691046

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)
401/402, NDM-1, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Center,
Nueva Delhi - 110034 India
Tel.: +91 11 4923 0000
Fax: +91 11 4923 0030
Nº gratuito: 1800 10 20 300

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)
B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East,
Mumbai, 400 059, India
Tel.: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.
Yenibosna, Köyalı Mevkii, 29 Ekim Cad., No.1 Kuyumcu Kent 2 No.lu
plaza, 3. Kat, No:1-9 Bahçelievler Estambul, Turquía
Tel.: (90-212) 482 08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medical Thailand Limited
Thai Summit Tower Co., Ltd., No. 1768, New Phetchaburi Road,
Bang Kapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok, Tailandia



● Filial ● Centro de investigación y desarrollo



BeneView T1

Monitor de paciente



Su ayudante portátil entre puntos de cuidados



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2010-2011 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
P/N: ES-Beneview T1-210X285x4P-20111212

mindray

Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com

mindray
healthcare within reach

Movilidad a su gusto



SMART

Pensando en el paciente. BeneView T1 se ha diseñado para que acompañe al paciente entre los distintos puntos de asistencia médica. En el cabecero, funciona como módulo multiparámetros dentro de la unidad principal BeneView. Para el traslado del paciente, BeneView T1, que se extrae fácilmente de la unidad principal, funciona como un monitor de paciente independiente.

Facilidad de uso. El módulo de transporte BeneView T1 se basa en la plataforma monitor de paciente BeneView. Gracias a su intuitiva interfaz y a su diseño ergonómico, es muy fácil aprender a manejar el T1.

Flexibilidad. El T1, compatible con todos los monitores de paciente BeneView, funciona con la sencilla tecnología "plug and play".

Su función de control automático del brillo asegura una óptima visibilidad de los datos en una gran variedad de condiciones de iluminación.



POTENCIA

Monitorización de gran rendimiento. BeneView T1 es apta para pacientes de distinta gravedad. T1 ofrece una gran variedad de parámetros de monitorización, como por ejemplo, ECG, PNI, temperatura SpO₂, PI y EtCO₂. También admite ECG de 12 derivaciones, GC y PiCCO.

La pantalla totalmente configurable de 5" puede mostrar hasta 12 ondas, lo que posibilita una evaluación completa del estado del paciente durante los traslados.

Potente gestión de datos. El T1 registra hasta 48 horas de Curva de divulgación íntegra y datos. Los profesionales de la salud pueden recuperar y visualizar hasta 120 horas de gráficos y tendencias tabulares* además de 1000 mediciones de PNI.

Las configuraciones personales del usuario se pueden almacenar en una memoria USB y cargar a distintos monitores BeneView T1.

* A intervalos de 1 minuto



Potente módulo de transporte y versátil monitor

COMPACTO

Fácil de transportar. Con menos de 1 kg de peso*, el compacto T1 es muy fácil de transportar.

La batería de iones de litio permite hasta 5 horas de monitorización continua. La batería se puede recargar a través de la unidad principal BeneView, un adaptador de CA o un cargador de baterías. La monitorización del paciente no se interrumpe durante el cambio de batería.

Funcionamiento con una mano. BeneView T1 cabe perfectamente en una mano, dejando la otra libre para trabajar con la pantalla táctil.

Soluciones de montaje versátiles. La variedad de soluciones de montaje ofrece una mayor posibilidad de movimiento. El T1, que dispone de un asa de transporte ergonómica, se puede montar con facilidad en el cabecero de la cama o en un poste.

TRANSFERENCIA DE DATOS SIN FISURAS

Trabajo en red avanzado. BeneView T1 garantiza la continuidad de los datos del paciente, incluso durante los traslados. Al desconectarlo del monitor BeneView monitor, el T1 se conecta automáticamente al sistema central de monitorización Hypervisor VI a través del sistema WiFi integrado.

La función de BeneView Ver otro paciente permite la obtención de información a tiempo real del T1.

Sincronización inteligente de los datos. Todos los datos recogidos durante el transporte del paciente se cargan de forma automática al sistema de monitorización central cuando el T1 se vuelve a conectar al monitor de paciente BeneView.

